





PLANILUX®-Lupen zur Befundung kleiner Details in Röntgenfilmen

	Beschreibung Handlupe, 120 mm Durchmesser, 2,0-fach mit extra scharfer Bikonvex-Linse aus optischen Glas mit schwarzem Kunststoff-Formgriff	Bestell-Nr. 401004
	Handlupe APLANAT, 65 mm Durchmesser, 4,0-fach mit 2 Linsen aus optischen Glas mit schwarzem Kunststoff-Formgriff besonders geeignet für die Mammografie	401020
	Handlupe, 55 mm Durchmesser, 6,0-fach Leichtlinse, mit schwarzem Kunststoff-Formgriff	401012
	Kettchen ca. 1,5 m lang, mit Köcher zur Aufhängung der v. g. Lupen	401080

	Lupe am schwerelos bewegbarem Arm Zur Befestigung auf der Front eines Filmbetrachtungsgerätes bzw. zur Wandbefestigung im übrigen wie Bestell-Nr. 401004 <u>Diese Lupe bestreicht eine Betrachtungsflächenbreite von max. 80 cm!</u>	402008
---	---	--------

	Verschiebbare Lupe, fokussierbar Mittels <u>kugelgelagerter Rollenführung</u> über die <u>gesamte Betrachtungsflächenbreite verschiebbar, in der Höhe verstell- und fixierbar</u> , so dass jede Position innerhalb der Betrachtungsfläche erreichbar ist, Linse wie Bestell-Nr. 401004, lieferbar für folgende Filmbetrachtungsgeräte:		
	Serie D..., E..., X.. und Kombi-Geräte	40x43 cm	403401
		80x43 cm	403402
		105x43 cm	403403
		120x43 cm	403404
		140x43 cm	403405
		43x105 cm	403406
	Serie DXHM	72x46 cm	403407
		105x46 cm	403411
		140x58 cm	403415
		48x60 cm	403409
		108x60 cm	403412
		140x60 cm	403416
	Für andere Geräte:	Auf Anfrage!	

	Blendschutzring Aus Aluminium, matt-schwarz gepulvert. Für alle Lupen mit 120 mm Durchmesser.	405004
---	--	--------