






MOD 35x43 [cm]

MOD 70x43 [cm]

MOD 105x43 [cm]



MOD 140x43 [cm]



Leuchtstofflampe je Feld  
Fluorescent lamp per viewing bank  
2x TL-D 15W/54-765 SLV

Gehäuse einbrennlackiert RAL 9002  
Housing structured powder-coated finish in RAL 9002

<b>PLANILLUX</b>		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - mK	Oberfläche DIN ISO 1302 Reihe 3	Maßstab 1:10	Position	Menge mit Festanschluss with permanent connection
		Bearb. 15.08.2005	Name Bussmann			MOD ..x43 [cm] - 0/1
		Gepr.				Wandmodell / Wall mounted model
		Norm				4 AZ 15080504
Zust. Änderungen	Datum	Name	Dateiname			
				Blatt 1		
				Bl 1		