






MODP 35x43 [cm]

MODP 70x43 [cm]

MODP 105x43 [cm]



MODP 140x43 [cm]



Leuchtstofflampe je Feld
Fluorescent lamp per viewing bank
3x TL-D 15W/54-765 SLV

Gehäuse einbrennlackiert RAL 9002
Housing structured powder-coated finish in RAL 9002

PLANILLUX		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - mK	Oberfläche DIN ISO 1302 Reihe 3	Maßstab 1:10	Position	Menge mit Festanschluss with permanent connection
		Bearb. 16.08.2005	Name Bussmann			MODP ..x43 [cm] - 0/1
		Gepr.				Wandmodell / Wall mounted model
		Norm				4 AZ 16080504
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname		Blatt 1 Bl