



Typ / Type	B	b	Leuchtstofflampen je Betrachtungsfläche Fluorescent lamps per viewing area
35 x 43	405	350	4x TL-D 15W/54-765 SLV
70 x 43	755	700	8x TL-D 15W/54-765 SLV
105 x 43	1105	1050	12x TL-D 15W/54-765 SLV
140 x 43	1455	1400	16x TL-D 15W/54-765 SLV
175 x 43	1805	1750	20x TL-D 15W/54-765 SLV

Gehäuse einbrennlackiert RAL 9002
Housing structured powder-coated finish in RAL 9002

PLANILUX		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - mK	Oberfläche DIN ISO 1302 Reihe 3	Name	Maßstab	1:10	Position	Menge
		Bearb.	02.08.2005	Bussmann	mit innerer Unterteilung with internal subdivision			
		Gepr.			BW II ..x43 [cm] - EHR HF			
		Norm			Wandmodell / Wall mounted model			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Datenname	1 AZ 02080501		Blatt	1
							Bl	