



Typ / Type	B	b	Leuchtstofflampen je Betrachtungsfläche Fluorescent lamps per viewing area
35 x 43	405	350	4x TL-D 15W/54-765 SLV
70 x 43	755	700	8x TL-D 15W/54-765 SLV
105 x 43	1105	1050	10x TL-D 15W/54-765 SLV
140 x 43	1455	1400	14x TL-D 15W/54-765 SLV
175 x 43	1805	1750	18x TL-D 15W/54-765 SLV

**Gehäuse einbrennlackiert RAL 9002**  
**Housing structured powder-coated finish in RAL 9002**

<b>PLANILUX</b>		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - mK	Oberfläche DIN ISO 1302 Reihe 3	Name Busmann	Maßstab 1:10	Position	Menge
		Bearb. 28.07.2005			ohne innere Unterteilung without internal subdivision		
		Gepr. Norm			BW II ..x43 [cm]-EHR HF Wandmodell / Wall mounted model		
					1 AZ 28070501		
Zust. Änderungen	Datum	Name	Datename			Blatt 1 Bl	