



Leuchtstofflampe Fluorescent lamp
2x Master TL-D Super 80 30W/865 SLV

Gehäuse einbrennlackiert RAL 9002  
Housing structured powder-coated finish in RAL 9002

<b>PLANILUX</b>		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - mK		Oberfläche DIN ISO 1302 Reihe 3		Maßstab 1:10		Position		Menge	
		Bearb. 29.08.05		Name Bussmann		MAMMO 4		Wandmodell / Wall mounted model			
		Gepr. Norm									
Zust. Änderungen		Datum		Name		Dateiname		2 AZ 29080502		Blatt 1 Bl	